



## Ihr SEIBT & NUTHMANN Newsletter

Ausgabe 12.2017

Sehr geehrter PROFIMED®-Anwender,

wir haben nun weitere Infos zu dem fehlerhaften „*MICROSOFT WINDOWS-Sicherheitsupdate*“ (Es betrifft **nur** PCs, die auf einen **Epson-Nadeldrucker** drucken!):

Es muss der neue Druckertreiber vom EPSON LQ installiert werden, dann dürfen auch die ***MICROSOFT WINDOWS-Sicherheitsupdates*** eingespielt werden!

**Benötigen Sie unsere Dienstleistung?  
Dann kontaktieren Sie uns:**

**SEIBT & NUTHMANN GmbH**  
**EDV SYSTEME für Medizin & Gesundheit**  
**Netzwerktechnik**

Supportcenter

Falkenstr. 14

72119 Ammerbuch

Tel.: 07073 / 91 58 88 - 0

Fax: 07073 / 91 58 88 - 2

[info@seibt-nuthmann.de](mailto:info@seibt-nuthmann.de)

<https://seibt-nuthmann.de/>